

Date d'édition : 01.05.2026

**Ref : 474246**

**Module de découplage**



Le module de couplage de sortie est utilisé entre les deux collimateurs à fibre (474 191, 474 192). Une partie de la lumière traversant la plaque de verre est déviée selon la réflexion de Fresnel pour un angle d'incidence donné. La lumière déviée est guidée vers le photodétecteur afin de mesurer les propriétés statiques et dynamiques de l'émission laser en anneau. La plaque de verre est montée sur un support en T et peut être tournée à l'aide d'une molette.