


Date d'édition : 27.04.2026



Ref : 554844

jeu de cibles pour K-line fluorescente X

Matériaux : Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo, Ag

Utilisées avec le détecteur d'énergie de rayonnement X (559 938), le Sensor-CASSY (524 013) et l'adaptateur AMC (524 058), les cibles permettent de relever les spectres de fluorescence X de différents éléments dans l'appareil à rayons X (559 801).

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo, Ag

Dimensions : 25 mm x 25 mm

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Physique atomique et nucléaire > Appareil à rayons X > Détecteur d'énergie de rayonnement X

Sciences > Physique > Produits > Optique > Vitesse de la lumière > Méthode des impulsions lumineuses