


Date d'édition : 02.04.2025

Ref : 554846

Cibles pour L-line fluorescente, jeu

Matériaux : Ag, In, Sn, W, Au, Pb



Utilisées avec le détecteur d'énergie de rayonnement X (559 938), le Sensor-CASSY (524 013) et l'adaptateur AMC (524 058), les cibles permettent de relever les spectres de fluorescence X de différents éléments dans l'appareil à rayons X (559 801).

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Ag, In, Sn, W, Au, Pb

Dimensions : 25 mm x 25 mm

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Physique atomique et nucléaire > Appareil à rayons X > Détecteur d'énergie de rayonnement X

Sciences > Physique > Produits > Physique atomique et nucléaire > Appareil à rayons X > Accessoires