

Date d'édition : 09.02.2026

Ref : D1.7.1.7

D1.7.1.7 Pression d'appui

Démonstration de l'effet de l'impression.

Équipement comprenant :

- 1 361 61 Appareil pour montrer la pression hydrostatique
- 1 664 134 Bécher TPX, 3000 ml
- 1 309 42 Colorant, rouge, 10 g

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le secondaire > Mécanique > Méthodes de mesure/Propriétés des corps - Liquides

Options

Ref : 30942

Colorant, soluble à l'eau, rouge, 10 g



Colorant alimentaire soluble dans l'eau, non toxique. Poudre

Caractéristiques techniques :

Couleur: rouge

Quantité: 10 g

Date d'édition : 09.02.2026

Ref : 664134
Bécher, 3.000 ml



Gradué.

Caractéristiques techniques :
Matériau : TPX transparent

Ref : 36161
Appareil à poussée verticale

Tube en verre et disque en verre métallique suspendu par une ficelle pour fermer l'ouverture inférieure. Si on plonge l'appareil dans un liquide, le disque s'élève à cause de la pression et ne retombe au fond du tube que lorsque celui-ci est rempli d'eau.

Caractéristiques techniques :
Hauteur: 22 cm Diamètre: env. 4,5 cm