

Date d'édition : 03.06.2026



Ref : EWTSOCLA10/3

**CLA 10/3 Modèle de simulation pour arthroscopie de l'articulation du genou**

selon les indications du professeur H. R. Henche, docteur en médecine.

En grandeur nature, en matières plastiques.

Le modèle se compose d'une tunique épidermique et musculaire antérieure souple et palpable et d'une tunique épidermique et musculaire postérieure dans laquelle sont insérés les os de l'articulation du genou droit.

La fixation de la tunique antérieure s'effectue au moyen de boutons pression.

Le modèle pour arthroscopie peut être livré au choix du client avec ou sans les voies d'abord pré indiquées.

Os de la cuisse et de la jambe avec rotule (saine), pied de support sur la cuisse, paquet adipeux de Hoffa, ligaments latéraux et croisés, partie du tendon du muscle poplité, ménisques (sains),

1 lot de pièces de rechange.

1 tournevis,

1 flacon pulvérisateur sous pression contenant de l'huile silicone et 1 mode d'emploi.

Hauteur 16 cm, largeur 17 cm, profondeur 53 cm, poids 2,5 kg.

## Catégories / Arborescence

Sciences > Médecine Infirmier Soins > Simulateurs gestes médicaux

## Options

Date d'édition : 03.06.2026

**Ref : EWTSOCLA103150**

**CLA 103150 Tunique épidermique, face antérieure avec 4 voies d'abord pré indiquées CLA 10/3**



**Ref : EWTSOCLA103705**

**CLA 103705 Paire de ménisques avec fissure en anse de seau pour CLA 10/3**



**Ref : EWTSOCLA103706**

**CLA 103706 Ménisque externe avec fissure oblique et ménisque interne avec fissure en anse de seau su**

la corne antérieure pour CLA 10/3



Date d'édition : 03.06.2026

**Ref : EWTSOCLA103707**

**CLA 103707 Paire de ménisques avec fissures longitudinales pour CLA 10/3**



CLA 10707

**Ref : EWTSOCLA103278**

**CLA 103278 Dispositif de fixation pour modèle CLA 10/3**



**Ref : EWTSOCLA103311**

**CLA 103311 Paire de rotules avec villosités synoviales et formation de fissures pour CLA 10/3**



CLA 10311

Produits alternatifs

Date d'édition : 03.06.2026

Ref : EWTSOCLA10

## CLA 10 Modèle de simulation pour arthroscopie du genou



selon les indications du professeur H. R. Henche, docteur en médecine.  
En grandeur nature, en matières plastiques.

Le modèle est constitué par une tunique épidermique et musculaire souple dans laquelle sont insérés les os de l'articulation du genou.

Quatre voies d'abord sont prévues dans la tunique externe vers l'intérieur de l'articulation du genou, à savoir deux accès latéraux, un central et un autre médial.

En outre, le modèle présente latéralement et médialement un accès au récessus articulaire postérieur.

Le paquet adipeux de Hoffa reproduit est fixé par bande velcro, de sorte qu'il peut être retiré et/ou remplacé.

Les ménisques interne et externe sont fixés par dispositifs à broche et peuvent être facilement échangés et remplacés après une flexion de l'articulation.

La reproduction de l'appareil ligamentaire, c'est à dire des ligaments latéraux et des ligaments croisés, correspond pratiquement à la réalité.

Grâce aux raccords vissés ou à broche, les ligaments peuvent être facilement remplacés.

Le ligament patellaire est également illustré et la rotule est échangeable.

Après retrait des tuniques épidermique et musculaire, il est également possible d'utiliser le modèle séparément en tant que modèle articulaire fonctionnel composé des os et de l'appareil ligamentaire.

Le dispositif de fixation à la cuisse est approprié pour un ancrage dans un étau opératoire.

Les tuniques épidermique et musculaire sont maintenues ensemble par 4 vis en plastique.

Hauteur 16 cm, largeur 17 cm, profondeur 53 cm, poids 2,7 kg.

Ref : EWTSOCLA10/1

## CLA 10/1 Modèle de simulation pour arthroscopie du genou avec mallette en aluminium



Exécution comme CLA 10, mais avec mallette en aluminium

selon les indications du professeur H. R. Henche, docteur en médecine.  
En grandeur nature, en matières plastiques.

Le modèle est constitué par une tunique épidermique et musculaire souple dans laquelle sont insérés les os de l'articulation du genou.

Quatre voies d'abord sont prévues dans la tunique externe vers l'intérieur de l'articulation du genou, à savoir deux accès latéraux, un central et un autre médial.



Date d'édition : 03.06.2026

accès latéraux, un central et un autre médial.

En outre, le modèle présente latéralement et médialement un accès au récessus articulaire postérieur.

Le paquet adipeux de Hoffa reproduit est fixé par bande velcro, de sorte qu'il peut être retiré et/ou remplacé.

Les ménisques interne et externe sont fixés par dispositifs à broche et peuvent être facilement échangés et remplacés après une flexion de l'articulation.

La reproduction de l'appareil ligamentaire, c'est à dire des ligaments latéraux et des ligaments croisés, correspond pratiquement à la réalité.

Grâce aux raccords vissés ou à broche, les ligaments peuvent être facilement remplacés.

Le ligament patellaire est également illustré et la rotule est échangeable.

Après retrait des tuniques épidermique et musculaire, il est également possible d'utiliser le modèle séparément en tant que modèle articulaire fonctionnel composé des os et de l'appareil ligamentaire.

Le dispositif de fixation à la cuisse est approprié pour un ancrage dans un étau opératoire.

Les tuniques épidermique et musculaire sont maintenues ensemble par 4 vis en plastique.

Hauteur 22 cm, largeur 50 cm, profondeur 35 cm, poids 5,2 kg.