

Date d'édition : 05.02.2026



**Ref : 36133**

**Seringue 100 ml avec plateau récepteur**

Pour initier à la notion de pression, produire des dépressions et des surpressions et pour réaliser des expériences sur la compressibilité des gaz. En l'associant à la seringue de 25 ml ( 36133 ), on obtient un rapport de section et des masses de 1 : 4. Avec plateau pour masses et ?illet pour la fixation d'un dynamomètre.

Caractéristiques techniques :

Longueur:32 cm env.

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Mécanique > Mécanique des gaz > Modèles de pompes et seringues à gaz