

Date d'édition : 05.11.2024



Ref : 662190

Stéréomicroscope LH 2, éclairage incident, par transmission ou mixte, tube incliné

Inclinaison du tube de 45°, grossissement 20x et 40x à l'aide de paires d'objectifs 2x et 4x montés sur système à révoluer et oculaires à grand champ 10x, réglage bilatéral, observation possible en lumière incidente, lumière transmise et par éclairage mixte 20 W grâce à un commutateur rotatif, raccordement secteur 220/230 V.

Catégories / Arborescence

Sciences > Biologie > Produits > Microscopy > Stereomicroscopes