


Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 06.12.2025



Ref: EWTGUWP300.52

WP 300.52 5 éprouvettes en cuivre pour le cisaillement (Réf. 020.30052)

Avec le WP 300.10 et WP300.13, WP 310.02. Il permet de réaliser des essais de cisaillement

Ce jeu d'échantillons métalliques est disponible comme accessoire pour la machine d'essai universelle WP 300. Avec le dispositif WP 300.10, il permet de réaliser des essais de cisaillement. Les échantillons sont cylindriques. Le jeu comprend cinq échantillons en cuivre (E-Cu).

Contenu didactique / Essais

- Essais de cisaillement sur des échantillons ronds en cuivre avec la machine d'essai WP 300

Les grandes lignes

- Echantillons ronds en cuivre pour les essais de cisaillement avec la machine d'essai WP 300

Les caracteristiques techniques Diamètre des échantillons: 6mm Longueur des échantillons: 26mm

Liste de livraison

5 échantillons de cisaillement en cuivre